



# SANIT Adapter für GefäßFüller



**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)

## Beschreibung

Der **SANIT Adapter für GefäßFüller** ist ein mechanisches Messgerät zur Überprüfung und Ergänzung des Druckpolsters in Ausdehnungsgefäßen mittels eines Gefäßfüllers. Für alle Gefäßfüller Marken geeignet (außer Monty Gefäßfüller).

## Anwendungsgebiete

- Druckausgleich in Membranausdehnungsgefäße



Aus dem Sortiment:



## Anwendung

Den Anschlussadapter auf das Schraubgewinde am Ventil der Dose aufschrauben. Anschließend den Ventilkörper am Ausdehnungsgefäß ankleben. Das Manometer am Anschlussadapter zeigt nun den exakten Druck des Ausdehnungsgefäßes an. Sollte dieser zu gering sein, so kann man dem Behälter durch Betätigen des Kugelhahns weiteres Füllgut zuführen. Bei größeren Mengen zwischendurch den Füllvorgang unterbrechen, um den Druck zu kontrollieren. Wenn der Füllvorgang beendet ist, erst den Kugelhahn schließen, danach vorsichtig den Ventilkörper vom Gefäß abkleben. Abschließend den Adapter vom Gefäßfüller trennen.

## Bauteile

- Druckmanometer 0-6 bar
- Ventilkörper
- Messing-Kugelhahn bds. 1/4" Innengewinde
- PVC Schlauch
- Gewindeanschluss



## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Stück	8700

Beispielbild